

POSITIONNEMENT PREVENTION DES ESCARRES



Notre société est spécialisée dans la fourniture de matériel destiné à la neurochirurgie, dispositifs divers pour le bloc opératoire et distribue une gamme complète de coussins anti-escarres **Oasis, Elite, Azure et Oasis +, TRULIFE.**

Nous sommes à votre entière disposition pour toute demande spécifique et serons heureux d'étudier chacune de vos requêtes.



ENGAGEMENT QUALITE

La gamme Trulife répond aux normes ISO 9001 et EN 46001.

Tous les produits subissent des tests rigoureux menés par les laboratoires Trulife ainsi que par des laboratoires externes.

La totalité de la gamme possède le marquage CE.

Tous les coussins bénéficient d'une garantie de deux ans contre tout vice de matériau ou de fabrication.

RECHERCHE & DEVELOPPEMENT

Les produits sont conçus à Dublin en Irlande par une équipe de scientifiques et d'ingénieurs spécialisés en matériaux et conception.

L'investissement dans la recherche, la flexibilité et l'esprit de créativité des chercheurs sont une garantie pour l'évolution et l'innovation technologique de la gamme Oasis.

Pourquoi choisir la gamme Trulife ?

- Redistribue le poids efficacement
- Réutilisable
- Economique
- Silicone médical
- Gamme complète
- Facile à nettoyer
- Sans latex
- Biocompatible
- Fabriqué en Irlande



INTRODUCTION

2

Gammes de produits
Conseils d'utilisation

2
3

GAMMES DE PRODUITS

4

Coussins pour Tables d'Opération

4

Protections Tête & Cou

7

Protections Bras & Coudes

10

Protections Corps

12

Protections Jambes & Genoux

17

Protections Talons, Chevilles & Pieds

18

Coussins Spécifiques

20

Protections Pédiatriques

21

Accessoires

25

GUIDE DE POSITIONNEMENT

26

Positions Dorsale & Ventrale

26

Positions Latérale & Lithotomie

27

INFORMATIONS TECHNIQUES

28

Interprétation graphique de la pression

28

GAMME COMPLÉMENTAIRE - Coussins en gel

30

POSITIONNEURS MICROBILLES AIR

31

Index

33

OASIS - LA SOLUTION SILICONE ORIGINALE



La gamme Oasis est une gamme complète de coussins réutilisables 100% silicone. Le silicone utilisé est plus doux que la peau, la pression est soulagée par la souplesse du silicone. Oasis est la première gamme lancée par Trulife et reste aujourd'hui le leader sur le marché des coussins de positionnement.

OASIS ELITE - ULTRA LEGERE ET ERGONOMIQUE



La gamme Oasis Elite combine le gel de silicone et de la mousse préformée ultralégère pour soulager la pression et protéger le patient. La forme ergonomique permet de redistribuer le poids sur une surface plus grande. Les coussins Oasis Elite sont 50% plus légers que les produits comparables en gel. Ils sont conçus pour une meilleure stabilité et une manipulation plus facile.



Les coussins sont adaptés pour les positions suivantes :

Dorsale **D** Ventrale **V** Lithotomie **L** Latérale **LL** Pédiatrique **P** * indication complémentaire

UTILISATION

Chaque produit de la gamme Trulife a fait l'objet de tests de durabilité rigoureux afin de supporter une utilisation quotidienne dans un environnement chirurgical. Dans leur phase de conception les tests concernent la compression, l'enroulement, la poussée et la traction.

Les produits constituant les gammes Trulife peuvent être utilisés pour toute opération chirurgicale.

Ils sont fabriqués selon la norme ISO 13485:2012 et portent le marquage CE.

COMMENT PEUT-ON NETTOYER LES PRODUITS ?

Tous nos produits peuvent être nettoyés facilement avec les détergents standards du bloc opératoire. Il n'est pas conseillé d'immerger les produits. Les produits Oasis + peuvent aussi être nettoyés sous l'eau courante ainsi qu'à l'autoclave. Les produits Oasis, Elite et Azure ne doivent pas être passés à l'autoclave.

EST-CE QUE LES PRODUITS PEUVENT ÊTRE UTILISÉS EN CONTACT DIRECT AVEC LA PEAU DU PATIENT ?

Tous les produits sont sans-latex et hypoallergénique. Le gel utilisé est du silicone durci et ne coule pas. Il s'agit d'un matériau inerte qui ne permet pas le développement de bactéries.

LES PRODUITS SONT-ILS RADIOTRASPARENTS ?

Les produits Oasis, Elite et Azure sont radiotransparents.

EST-CE QUE LES PRODUITS PEUVENT ÊTRE CHAUFFÉS OU REFROIDIS ?

Les produits peuvent sans risque être refroidis jusqu'à -12°C. Les produits dotés de velcros peuvent voir leur adhérence diminuée. Les produits peuvent aussi être chauffés jusqu'à 40°C et peuvent être utilisés avec des couvertures chauffantes. Ne pas chauffer au micro-ondes.

EST-CE QUE LES PRODUITS SONT COMPATIBLES AVEC L'UTILISATION D'UNE IRM ?

Les matériaux utilisés dans les produits Oasis, Elite et Azure ne contiennent aucun métaux et peuvent être utilisés sans risque avec une IRM.

QUE SE PASSE-T-IL SI LE PRODUIT SUBI UNE COUPURE ?

Un kit de réparation est disponible. En cas de coupure irréparable, il est recommandé de jeter le produit pour éviter les risques d'infection. Pour les produits Oasis + ils peuvent être utilisés sans risque tant que la zone peut être nettoyée.

EST-CE QUE LES PRODUITS SONT GARANTIS ?

Tous les produits sont garantis contre les défauts de fabrication pendant 2 ans.

VEUILLEZ NOTER :

- En raison du procédé de fabrication il peut y avoir de légères variations de couleur entre plusieurs produits.
- Une tolérance de +/- 10% est accordée aux dimensions des produits.
- La position du modèle dans certaines images est uniquement destinée à représenter le produit et peuvent ne pas représenter un positionnement correct.
- Un guide est disponible pour sélectionner les produits les plus adaptés aux différentes positions chirurgicales.



D V L LL



P

AZURE COUSSIN PROFILE

Le coussin de protection de table d'opération allie une matière en silicone légère et ultra-douce pour la base et un gel en silicone pour le dessus du coussin avec une conception de profil unique qui soutien le corps du patient pendant les interventions chirurgicales.

CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS
AZ610	Coussin Protection Universel	520 x 520 x 10mm
AZ611	Coussin Protection - long. 3/4	1150 x 520 x 10mm

D V L LL



P

AZURE COUSSIN DE PROTECTION

Le coussin de protection de table d'opération protège le corps du patient pendant les interventions chirurgicales. Il allie une matière en silicone légère et ultra-douce pour la base et un gel en silicone pour le dessus du coussin.

CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS
AZ600	Coussin Protection	520 x 520 x 10mm
AZ601	Coussin Protection	1150 x 520 x 10mm

D V L LL



P

OASIS COUSSIN DE PROTECTION

Le coussin corps entier garantit une protection globale sur toute la table d'opération. Il est fortement recommandé en position ventrale, dorsale ou latérale. Ce coussin est souple, confortable et maniable.

Le coussin OA030 est multifonctionnel. Il peut être plié en deux pour une double épaisseur, ou, enroulé, il peut servir de billot axillaire.

CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS
OA030	Coussin Protection Universel	520 x 520 x 10mm
OA031	Coussin Protection - long. 3/4	1150 x 520 x 10mm
OA032	Coussin Protection - long. totale	1800 x 520 x 10mm

D V L LL



P

OASIS COUSSIN TABLE D'OPERATION 3 PIECES

Le jeu de coussins pour table d'opération convient à une table d'opération à sections.

Il comprend la tête, le torse avec découpe périnéale et la partie pieds, permettant une grande flexibilité, maniabilité et protection optimale lors des différentes procédures chirurgicales, tout particulièrement en orthopédie et en urologie.

Ils peuvent servir de coussins pour table d'opération corps entier.

CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS
OA037	Coussin Torse découpe périnéale	990 x 500 x 10mm
OA039	Coussins Jeu de 3 pièces	

P



OASIS COUSSIN DE PROTECTION NEONATALE

Le coussin de protection pédiatrique peut être utilisé lors de plusieurs types d'interventions.

Il peut être utilisé en sur-matelas dans des lits.

CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS
OA033	Coussin Pédiatrique - long. totale	605 x 335 x 10mm


D V L LL

**OASIS COUSSIN HANCHE AVEC DECOUPE**

Ce coussin hanche plat, convient spécialement aux tables de chirurgie orthopédique.

CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS
OA035	Coussin Hanche avec découpe	520 x 520 x 10mm

P



D L LL



AZURE COUSSIN DE PROTECTION DE TETE


Le coussin de protection de tête AZURE est conçu de façon innovante pour entourer la tête de chaque patient s'adaptant confortablement tout en fournissant une protection efficace au patient.

CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS
*AZ100	Enfant Adolescent Adulte	260 x 250 x 50mm



P * Enfant / Adolescent seulement

V



OASIS ELITE CALE-TETE POSITION VENTRALE

Le cale-tête position ventrale est léger, résistant et facilement manipulable. Son profil unique procure maintien, stabilité, confort et protection durant l'intervention.

La découpe centrale assure une protection absolue du nez et de la bouche et permet un accès aux tubes endo-trachéaux des deux côtés du cale-tête.

CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS
*EL142	Adolescent Adulte	273 x 220 x 135mm
EL141	Adulte	280 x 240 x 140mm



P * Adolescent seulement

D



OASIS ELITE CALE-TETE POSITION DORSALE

Ce cale-tête est recommandé en chirurgie ophtalmologique et autres interventions en position dorsale.

Sa forme ergonomique permet la position adéquate de la tête et protège efficacement contre les escarres.

CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS
*EL152	Adolescent	275 x 230 x 65mm
EL151	Adulte	275 x 237 x 90mm



P

* Adolescent seulement

D

L LL



OASIS ELITE ANNEAU TETIERE FERME

Ces coussins garantissent au patient une stabilité accrue tout en étant souples, résistants et confortables. Ils permettent la répartition du poids et soulagent efficacement la pression. Ils protègent la tête, le visage et les oreilles pendant tout le temps des interventions et conviennent à plusieurs positions chirurgicales.

CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS
*EL011	Enfant Adolescent	Ø140 x 34mm
EL012	Adulte	Ø200 x 50mm



P

* Enfant / Adolescent seulement

V

LL



OASIS ELITE ANNEAU TETIERE OUVERT

Doux, confortables et résistants, ces coussins protègent la tête du patient tout en permettant une facilité d'accès pour l'intubation.

CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS
*EL021	Enfant Adolescent	Ø140 x 34mm
EL022	Adulte	Ø200 x 54mm



P

* Enfant / Adolescent seulement


D L LL



OASIS ANNEAU TETIERE FERME

Protège la tête, le cou, et les oreilles pendant toutes chirurgies en position dorsale.

CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS
OA010	Néonatal Pédiatrique	Ø90 x 20mm
OA011	Enfant Adolescent	Ø140 x 35mm
OA012	Adolescent Adulte	Ø200 x 45mm



P

V LL



OASIS ANNEAU TETIERE OUVERT

Doux, confortable et résistant, l'anneau tête ouverte protège le visage de l'enfant en position ventrale.

CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS
OA021	Enfant Adolescent	Ø140 x 35mm
OA022	Adolescent Adulte	Ø200 x 50mm



P

D L LL



OASIS COUSSINET FACIAL

Ce modèle ergonomique est spécialement conçu pour protéger le front du patient de la pression provoquée par le tube endo-trachéal.

CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS
OA140	Coussinet Facial	165 x 80 x 8mm

P

D V LL

**AZURE COUSSIN DE PROTECTION BRAS**

Ce coussin de protection protège le bras et les nerfs en agissant comme une seconde peau.

CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS
AZ200	Enfant Adolescent Adulte	330 x 140 x 30mm
AZ201	Adolescent Adulte	460 x 180 x 35mm



P

D V L LL

**OASIS ELITE COUSSIN SUPPORT DE BRAS PROFILE**

Le support bras profilé positionne et stabilise le bras lors des interventions, procurant ainsi une protection du plexus brachial et des nerfs radial, médian et ulnaire.

CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS
EL101	Adulte	510 x 155 x 40mm
EL102	Adolescent Adulte	395 x 140 x 40mm



D V L LL



OASIS COUSSIN SUPPORT DE BRAS PROFILE

De par sa forme anatomique, ce coussin profilé procure un meilleur support et une plus grande stabilité.

CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS
OA101	Coussin support de bras	510 x 150 x 35mm



D V L LL



OASIS COUSSIN SUPPORT DE BRAS

Les coussins support bras protègent les nerfs brachial, cubital et médian lorsque le bras est tendu. Ils procurent un soulagement lors de diverses procédures chirurgicales.

CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS
OA070	Enfant Adolescent Adulte	395 x 115 x 10mm
OA071	Enfant Adolescent Adulte	600 x 200 x 10mm
OA072	Adolescent Adulte	600 x 125 x 10mm



P

D L LL



OASIS PROTECTION NERF BRACHIAL


Ces coussins sont indispensables pour la protection du bras et du coude.

CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS
OA060	Adolescent Adulte	380 x 115 x 8mm
OA061	Adolescent Adulte	460 x 210 x 8mm
OA062	Adolescent Adulte	460 x 380 x 8mm

P

* Adolescent seulement

D



OASIS COUSSIN SUPPORT DE BRAS

Le coussinet attache avant-bras a été spécialement conçu pour s'adapter au support de bras standard en acrylique ou autres attaches souvent utilisées sur les tables d'opération.


L'attache Oasis s'adapte facilement à l'avant-bras grâce à ses bandes velcro.

CODE	DIMENSIONS
OA100	170 x 110 x 18mm



P

D L



AZURE COUSSIN PROTECTION DU SACRUM

La zone du sacrum est une zone importante de risque de pression si elle est laissée sans protection.

Le coussin de protection du sacrum AZURE a été conçu pour fournir un appui dans les positions dorsale et de lithotomie en diminuant la pression et en se concentrant sur l'appui périphérique.

CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS
*AZ300	Adolescent Adulte	400 x 380 x 25mm
AZ301	Adulte	450 x 445 x 30mm



P * Adolescent seulement

D V LL



AZURE COUSSIN DE POSITIONNEMENT UNIVERSEL

Ce produit polyvalent de la gamme AZURE peut être utilisé pour positionner et protéger le patient pendant diverses interventions chirurgicales.

CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS
AZ500	Adolescent Adulte	425 x 155 x 60mm



P * Adolescent seulement

V LL



OASIS ELITE SYSTEME DE POSITIONNEMENT VENTRAL

Le nouveau système de positionnement ventral de TRULIFE est le résultat de recherches approfondies sur les besoins du personnel de bloc opératoire.

Ce nouveau système offre une protection ultime contre les escarres et un positionnement efficace aux patients.



CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS
EL905	Système de Positionnement Ventral Oasis Elite	675 x 500 x 100mm
Parties disponibles :		
EL906	Partie supérieure gauche / Partie inférieure droite	275 x 250 x 100mm
EL907	Partie supérieure droite / Partie inférieure gauche	275 x 250 x 100mm
EL908	Partie centrale gauche / Partie centrale droite	125 x 250 x 100mm
EL912	Support	500 x 500 x 6mm

V



OASIS ELITE COUSSIN POSITION VENTRALE

Ce positionneur ventral a été conçu de façon ergonomique afin d'assurer un positionnement sûr et efficace du patient lors des interventions chirurgicales en position ventrale.

Son profil unique permet une répartition maximale du poids et il est recommandé d'associer ce coussin au cale-tête position ventrale (EL141) afin d'optimiser son efficacité.

CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS
EL903	Adulte	610 x 530 x 130mm



V



OASIS ELITE COUSSIN POSITION VENTRALE

Le coussin de positionnement ventral haut élimine la pression sur l'abdomen et facilite la ventilation et la circulation lors de longues interventions (chirurgies à l'arrière des jambes, procédures de laminectomie).

CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS
EL904	Adulte	1115 x 520 x 140mm



LL



OASIS ELITE COUSSIN POSITION LATÉRALE

Le coussin de positionnement latéral a été conçu avec l'aide des équipes professionnelles des blocs opératoires. Il est fortement conseillé par des chirurgiens orthopédiques de grande renommée. Il soutient parfaitement et confortablement l'épaule et le haut du bras tout en soulageant la pression et en protégeant les nerfs. Conçu initialement pour une utilisation lors d'interventions de prothèses de hanche, son efficacité s'est montrée incontestable lors des interventions du thorax, de l'épaule, des reins et autres procédures qui nécessitent un positionnement latéral du patient. Il est particulièrement efficace lorsque l'on pratique une anesthésie locale.

CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS
*EL900	Adolescent Adulte	720 x 500 x 160mm



P

* Adolescent seulement : Position Latérale

D

V

LL



OASIS ELITE COUSSIN GALBE

Ce coussin multifonctions, d'un poids très léger, est utilisé pour la protection du patient dans les positions latérale, ventrale ou dorsale. Il apporte soutien et protection durant les interventions chirurgicales de l'épaule, du thorax ou des hanches. Il procure également une protection maximale de la pression sous les genoux lorsque le patient est en position dorsale. Il soulage la pression du coup de pied durant les interventions en position ventrale.

CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS
*EL210	Adolescent Adulte	350 x 150 x 75mm

P

* Adolescent seulement : Position ventrale

D V L LL




OASIS ELITE COUSSIN ROULEAU FOND PLAT

Ces coussins à fond plat garantissent une excellente protection et stabilité. L'association du Trugel à la mousse spéciale qui forme le fond, permet une protection maximale tout en allégeant le poids du coussin jusqu'à 75 % par rapport à d'autres modèles proposés sur le marché.

CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS
EL214	Adulte	300 x 140 x 110mm
EL215	Adulte	400 x 140 x 110mm
EL216	Adulte	505 x 140 x 110mm
EL217	Adulte	405 x 150 x 150mm
EL218	Adulte	510 x 150 x 150mm

D V L LL



OASIS COUSSIN ROULEAU FOND PLAT

Le coussin rouleau fond plat est conçu en gel uniquement pour un positionnement et une parfaite stabilité.

CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS
OA211	Adulte	305 x 95 x 75mm
OA212	Adulte	405 x 95 x 75mm
OA213	Adulte	505 x 92 x 75mm



P *Spécifiques pour les nouveaux-nés

D V L LL



OASIS CEINTURE POSITIONNEMENT PATIENT

La ceinture garantit la sécurité du patient. Elle assure une parfaite stabilité sur la table d'opération et protège les tissus. Grâce à sa boucle à clip, cette ceinture s'adapte facilement à toutes les tables d'opération.

CODE	DIMENSIONS
OA110	505 x 85 x 8mm

D V L LL

**OASIS CEINTURE DE MAINTIEN**

La ceinture OA113 est spécialement conçue pour immobiliser les membres supérieurs ou inférieurs.

CODE	DIMENSIONS
OA113	315 x 45 x 10mm

P

D V L LL

**OASIS COUSSIN UNIVERSEL**

Parfaitement adaptés à un positionnement efficace et sûr du patient pendant toutes les procédures chirurgicales.

CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS
OA050	Enfant Adolescent Adulte	150 x 60 x 40mm
OA051	Enfant Adolescent Adulte	330 x 70 x 50mm
OA052	Adolescent Adulte	290 x 100 x 60mm
OA053	Adolescent Adulte	345 x 120 x 70mm

P

D

**OASIS COUSSIN TABLE D'OPERATION, PERINEAL**

Ce coussin réduit la pression sur le périnée.

De taille universelle, il se présente sous forme de coussin plat avec bandes velcro et s'adapte sur l'accessoire de table d'opération.

CODE	DIMENSIONS
OA180	300 x 260 x 10mm

D V LL



AZURE COUSSIN DE PROTECTION JAMBE

Ce coussin est conçu pour la protection complète du talon et de la jambe. Il s'adapte du talon au creux poplité. Un positionnement d'ensemble, protection et alignement sont les caractéristiques du coussin de protection de la jambe.

CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS
*AZ400	Adolescent Adulte	515 x 180 x 40mm



P * Adolescent seulement

L



AZURE COUSSINS DE PROTECTION JAMBES, LA PAIRE

Ces coussinets sont conçus pour une utilisation avec différents types de supports de jambes. Ils protègent les nerfs et les vaisseaux sanguins lors des procédures gynécologiques. Légère et flexible, la couche supplémentaire Azure protège contre le cisaillement de la peau et les lésions nerveuses. Livré par paire.

CODE	DIMENSIONS
AZ410	370 x 205 x 25mm

LL



OASIS ELITE PROTECTION JAMBE, POSITION LATERALE

Ce produit est utilisé pour placer les jambes en position latérale. Il peut être utilisé lors des chirurgies du rein et de la hanche. Utilisation : mettre le patient sur le côté, placer le membre supérieur sur le dessus du coussin (partie en gel), et placez le membre inférieur sous la corniche.

CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS
EL800	Adulte	650 x 400 x 230mm

V



OASIS ELITE PROTECTION GENOUX

Ce coussin est utilisé lors de diverses procédures chirurgicales en position ventrale. Il soulage la pression exercée sur les genoux.

Le EL102 est une version courte du modèle EL101.

CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS
EL101	Adulte	510 x 150 x 40mm
EL102	Adolescent Adulte	395 x 140 x 40mm



P * Adolescent seulement

L



OASIS COUSSINS JAMBIERES, LA PAIRE

Ces coussins s'adaptent aux différents modèles de jambières.

CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS
OA090	Adolescent Adulte	320 x 220 x 10mm
OA091	Adolescent Adulte	395 x 245 x 10mm
OA092	Adolescent Adulte	520 x 300 x 10mm



D



AZURE COUSSINS PROTECTION TALONS, LA PAIRE

La zone des talons est une zone à haut risque pour le développement des escarres pendant l'intervention.

CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS
AZ401	Enfant Adolescent Adulte	190 x 175 x 30mm



P

D



OASIS ELITE COUSSINS PROTECTION TALONS, LA PAIRE

Ces coussins maintiennent les talons tout en leur procurant une protection maximale, même pendant les interventions chirurgicales les plus longues.

Le tendon d'Achille est maintenu et la pression est efficacement éliminée du talon.

CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS
*EL130	Adolescent Adulte	180 x 100 x 70mm



P * Adolescent seulement

D



OASIS COUSSINS PROTECTION TALONS, LA PAIRE

Les coussins de protection talons sont conçus en gel silicone.

CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS
*OA130	Adolescent Adulte	180 x 100 x 70mm

P * Adolescent seulement

D L LL



OASIS COUSSINS PROTECTION TALONS - CHEVILLES, LA PAIRE

Ces coussins sont spécialement conçus pour assurer la protection du talon et de la cheville en les enveloppant fermement grâce à l'attache velcro. La protection est assurée en position dorsale ou latérale. Ils protègent parfaitement la cheville et le pied en cas d'utilisation d'étriers lanières fixés à des montants.

CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS
*OA200	Adolescent Adulte	250 x 120 x 10mm



P * Adolescent seulement : Position Latérale

L



OASIS COUSSINS ETRIER-BOTTINE, LA PAIRE

Les coussins étrier-bottine conviennent à la majorité des modèles de jambières. Ils assurent la protection du mollet et du talon en lithotomie. Ils sont fixés aux jambières à l'aide de bandes velcro.

CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS
*OA160	Adulte	605 x 140 x 5mm

* Egalement adapté en position semi-assise

V



OASIS COUSSINS CADRE DE RELTON

Les coussinets pour cadre de Relton sont spécialement conçus pour les quatre supports du cadre. Ils assurent une protection maximale du patient positionné pour la chirurgie du rachis.

CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS
OA120	Adulte	190 x 170 x 18mm




V



OASIS COUSSINS CADRE DE WILSON

Le coussin pour cadre de Wilson est spécialement conçu pour soulager la pression des patients positionnés sur ce cadre. Le cadre de Wilson maintient le patient en position courbée pour la chirurgie du rachis. Ce coussin assure protection et confort au patient.

CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS
OA221	Adulte	735 x 255 x 10mm




COUSSIN PROFILE POUR
TABLE D'OPERATION AZURE
AZ610 / AZ611



COUSSIN POUR TABLE
D'OPERATION AZURE
AZ600 / AZ601




COUSSIN POUR TABLE
D'OPERATION OASIS
OA030 / OA031 / OA032



JEU DE COUSSINS 3 PIECES
POUR TABLE D'OPERATION
OA037 / OA039



COUSSIN POUR TABLE
D'OPERATION PEDIATRIQUE
OASIS
OA033



COUSSIN AVEC DECOUPE
PERINEALE OASIS
OA040



COUSSIN DE TETE AZURE
AZ100



CALE-TETE POSITION VENTRALE
OASIS ELITE
EL142



CALE-TETE POSITION DORSALE
OASIS ELITE
EL152



ANNEAU TETIERE FERME
ADOLESCENT OASIS ELITE
EL011



ANNEAU TETIERE OUVERT
ADOLESCENT OASIS ELITE
EL021



ANNEAU TETIERE FERME
PEDIATRIQUE OASIS **OA010**
ANNEAU TETIERE FERME
ADOLESCENT OASIS **OA011**



ANNEAU TETIERE OUVERT
ADOLESCENT OASIS
OA021 / OA022



COUSSINET FACIAL OASIS
OA140



COUSSIN DE PROTECTION
BRAS AZURE
AZ200




COUSSIN SUPPORT BRAS
OASIS ELITE
EL070



COUSSIN SUPPORT BRAS OASIS
OA070 / OA071 / OA072



PROTECTION NERF BRACHIAL
OASIS
OA060 / OA061 / OA062



MANCHETTE BRAS OASIS
OA100



COUSSIN PROTECTION
SACRUM AZURE
AZ300



COUSSIN DE POSITIONNEMENT
UNIVERSEL AZURE
AZ500




COUSSIN POSITION LATERALE
OASIS ELITE
EL900



COUSSIN GALBE
OASIS ELITE
EL210



CEINTURE DE MAINTIEN
OASIS
OA113



COUSSIN UNIVERSEL OASIS
OA050 / OA051 / OA052
/ OA053



COUSSIN DE PROTECTION
JAMBE AZURE
AZ400



COUSSIN SUPPORT DE BRAS
PROFILE OASIS ELITE
EL102



COUSSINS DE PROTECTION
TALONS AZURE - LA PAIRE
AZ401



COUSSINS DE PROTECTION
TALON OASIS ELITE - LA PAIRE
EL130



COUSSINS DE PROTECTION
TALON OASIS - LA PAIRE
OA130



TALONNETTES OASIS
LA PAIRE
OA131




PROTECTIONS TALONS
CHEVILLES OASIS - LA PAIRE
OA200




**OA007 BANDE VELCRO**

La bande velcro double face est utilisée pour fixer les coussinets à la table d'opération ou à des accessoires en fonction de la procédure ou de la position chirurgicale requise. La bande velcro peut être découpée à la taille souhaitée.

DIMENSIONS 1000 x 100 mm









SANS
PROTECTION





TETE



BRAS









TALONS



Ces tests ont été réalisés selon un protocole réf. FSAT.0017 approuvé par un des hôpitaux les plus importants du Royaume Uni.

Oasis
elite

Oasis



La pression est la mesure d'une force exercée sur une zone donnée. Elle est souvent mesurée en millimètres de mercure (mmHg).

Les graphiques illustrent clairement que les coussins procurent un soulagement de la pression par rapport à une table d'opération standard sans protection. Les coussins favorisent la diminution de la pression en augmentant la zone de contact entre les parties du corps et le support. La pression est alors répartie sur une zone plus large et donc réduite par rapport à chaque point de contact individuel, contribuant ainsi à la prévention des escarres et des traumatismes nerveux.

Interprétation graphique

Plus la pression moyenne de contact est basse, plus le degré de soulagement de la pression est grande.



Cale-tête position ventrale - Support interchangeable

CODE	DIMENSIONS	DESCRIPTION	POIDS KG
2016H	25 - 1,6 x 23 x 10 - 1,3 cm	Adulte, M	3,60
2017H	25 - 1,6 x 23 x 13 - 1,3 cm	Adulte, Large	3,60
2018H	25 - 1,6 x 23 x 15 - 1,3 cm	Adulte, X-Large	3,60
2040H	25 - 1,6 x 23 x ***	Adulte, Set 4 pces	4,50

***Le set comprend un cale-tête, 3 supports (tailles : Medium, Large & X-Large)



Coussin de protection coude

CODE	DIMENSIONS	DESCRIPTION	POIDS KG
7010K	20 x 20 x 2,6 cm	Coussinet	1,80
8010K	20 x 20 x 3,8 cm	Coussinet - Chirurgie bariatrique	2,70



Coussin pour table orthopédique

CODE	DIMENSIONS	DESCRIPTION	POIDS KG
1015T	23 - 7,6 x 18 x 1,27 cm	Coussin hanche ø 4,45 cm	0,45
1016T	20 - 13 x 1,27 cm	Socle	0,20



Coussin de positionnement trapèze

CODE	DIMENSIONS	DESCRIPTION	POIDS KG
3035P	18 x 25 x 9 cm	Coussin trapèze	3,60



Coussin de positionnement buste

CODE	DIMENSIONS	DESCRIPTION	POIDS KG
3020P	71 - 58 x 20 x 7,6 cm	Partie gauche	7,70
3021P	71 - 58 x 20 x 7,6 cm	Partie droite	7,70
3022P	71 - 58 x 20 x 7,6 cm	Parties droite & gauche	15,40



Coussin de protection pour table d'opération


CODE	DIMENSIONS	DESCRIPTION	POIDS KG
16161FL	41 x 41 x 0,63 cm	Coussin plat	1,40
16162FL	41 x 41 x 1,27 cm	Coussin plat	1,80

Kit de réparation


CODE	DIMENSIONS
8011M	10 x 10 cm

Supports de positionnement du patient à micro-billes air destinés à être utilisés au cours de procédures chirurgicales ou transport et manipulation du patient

- Confortable
- Maintien du patient en toute sécurité
- Positionnement du patient facile et rapide
- Minimise la possibilité de lésions attribuables aux points de compression
- Utilisé en position latérale, décubitus dorsale / ventrale, position d'élévation du genou, position grenouille, position thoracique, position faciale, position semi-assise...
- Chirurgies pratiquées : chirurgie générale, orthopédie, plastie, chirurgie thoracique, anesthésiologie, chirurgie de l'épaule/arthroscopie...
- Idéal pour les traitements ophtalmologiques, les soins dentaires, l'oreille/nez/gorge, réduire les douleurs lombaires postopératoires...
- Compatible avec toutes sources d'aspiration
- Réutilisable
- Radio-transparent et compatible IRM
- Facile à utiliser et à désinfecter
- Garantie : 1 an



Distribution régulière du poids du patient





TO SEE MORE
SCAN HERE

POUR TOUTES DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS

NSL MEDICAL Sarl - Rue de Lausanne 81 - 1202 Genève

TELEPHONE

022 535 12 28

contact@nsl-medical.ch

