

NOUVEAUTÉ



NSL
medical

Coussin de positionnement latéral Park Bench

La **position Park-bench** est une version de la **position latérale**.

Cette position permet au chirurgien d'accéder facilement à la fosse postérieure du crâne.

Récommandé en Neurochirurgie

Caractéristiques

Le coussin de positionnement latéral Park Bench est composé en trois parties

- La couche supérieure est en silicone de qualité médicale
- La partie centrale est en mousse à mémoire de forme
- Base en mousse à rétablissement rapide

Avantages

- Le coussin recouvrant le bord de la table d'opération protège le bras du patient.
- Ce coussin de positionnement aide à soulager la pression du plexus brachial.
- Il est conçu pour prévenir l'apparition d'escarres et permet d'avoir un confort optimal, un appui et un allègement de la pression.



Coussin de positionnement latéral Park Bench

Référence	Dimensions [Largeur x Longueur x Hauteur]
EL913	520mm x 413mm x 230mm

"Ce système en mousse et en gel permet de prévenir les changements cutanés et la formation d'escarres"

2008 Normes périopératoires
Pratiques recommandées AORN, Inc