





Including Cranioblades & Craniotomy Kits

MERIDIAN^{alpha}

MERIDIAN^{Classic} cranial perforators



MERIDIAN^{alpha}



Introduction

Meridian^{alpha} – a new cranial perforator for burr hole trepanation from adeor medical. Available as sterile, single-use version in two most common sizes. We offer a manufacturing standard second to none, resulting in an unmatched cutting efficiency. The cutting head profile design and the advanced release mechanism minimize potential risk of dura damage. The centre tip on the inner blade acts as an anti-skid feature upon start of the perforation. The result is safe and convenient cranial access.

Einführung

Meridian^{alpha} – ein neues Perforator-Design für die Burr-hole-Trepanation von adeor medical. Die Meridian^{alpha} Perforatoren sind als steril verpacktes Einmalprodukt erhältlich. Mit einem bisher unerreichten Qualitätsstandard erzielen die Meridian^{alpha} Perforatoren Trepanationsergebnisse der Extraklasse. Das Meridian^{alpha} Schneidenprofil schützt die Dura effektiv vor unbeabsichtigter Perforierung.

Single-Use Perforators

Made in Germany

Unique Benefits

- › Safe release mechanism
- › Forms Dura protecting bone pad
- › Suitable for even and uneven bone
- › Unmatched sharpness
- › Universal Hudson fitting
- › Durable cutting efficiency
- › Start & stop when needed
- › Restarts after stopping
- › Safe non-skid start
- › Available in two most common used sizes
- › Adult and pediatric versions (single-use)

Produktmerkmale

- › *Sicherer Auslösemechanismus*
- › *Knochenplättchen als Duraschutz*
- › *Einsetzbar bei ebenen und unebenen Schädelknochen*
- › *Unübertroffene Schärfe*
- › *Universeller Hudsonschaft*
- › *Startet auch nach Unterbrechung*
- › *Rutschsicherer Anlauf*
- › *Verfügbar in zwei Standardgrößen*
- › *Standard und pädiatrische Versionen lieferbar (single-use)*



Single-Use Perforators

For use on skulls as thin as **1.0 or 3.0 mm**



Single-Use Perforators

For use on skulls as thin as **1.0 or 3.0 mm**



MERIDIAN^{alpha} SINGLE-USE CRANIAL PERFORATOR

PER 7-11-S 7.0 mm / 11.0 mm (inner / outer Ø)

- > for use on skulls as thin as **3.0 mm**
- > sterile, single-use, made in Germany
- > replaces AcraCut® 200-243



MERIDIAN^{alpha} SINGLE-USE CRANIAL PERFORATOR

PER 11-14-S 11.0 mm / 14.0 mm (inner / outer Ø)

- > for use on skulls as thin as **3.0 mm**
- > sterile, single-use, made in Germany
- > replaces AcraCut® 200-271 or 200-241



MERIDIAN^{alpha} SINGLE-USE CRANIAL PERFORATOR

PER 7-11-SP 7.0 mm / 11.0 mm (inner / outer Ø)

- > for use on skulls as thin as **1.0 mm**
- > sterile, single-use, made in Germany
- > replaces AcraCut® 200-253




MERIDIAN^{alpha} SINGLE-USE CRANIAL PERFORATOR

PER 11-14-SP 11.0 mm / 14.0 mm (inner / outer Ø)

- > for use on skulls as thin as **1.0 mm**
- > sterile, single-use, made in Germany
- > replaces AcraCut® 200-251

MERIDIAN *Classic*



Introduction

Meridian Classic – a cranial perforator for burr hole trepanation from adeor medical AG. Supplied as sterile, single-use version, the Meridian Classic comes in 3 popular sizes for a wide range of cranial access procedures.

The Meridian Classic is manufactured in Germany and offers a quality standard second to none. The cutting head profile of the Meridian Classic perforator range reduces the risk of accidental cutting of the dura, thereby vastly increasing the safety of the procedure. Suitable for even and uneven bone.

Einführung

Meridian Classic – ein Perforator-Design für die Burr-hole-Trepanation von adeor Medical. Die Meridian Classic Perforatoren sind als steril verpacktes Einmalprodukt in 3 populären Größen erhältlich. Mit einem bisher unerreichten Qualitätsstandard erzielen die Meridian Classic Perforatoren Trepanationsergebnisse der Extraklasse. Das Meridian Classic Schneidenprofil schützt die Dura effektiv vor unbeabsichtigter Perforierung. Geeignet für ebene sowie unebene Schädelknochen.

Single-Use Perforators

Made in Germany

Unique Benefits

- › Popular design for maximized familiarity
- › Suitable for skull thicknesses as thin as 2 mm
- › Safe release mechanism
- › Suitable for even and uneven bone
- › Universal Hudson fitting
- › Durable cutting efficiency
- › Different housing colors to easily identify the different models
- › Available in three most commonly used sizes

Produktmerkmale

- › *Populäres Design erlaubt gewohnte Arbeitsweise*
- › *Sicherer Auslösemechanismus*
- › *Einsetzbar bei ebenen und unebenen Schädelknochen*
- › *Konstante Schneidleistung*
- › *Universeller Hudsonschaft*
- › *Für Schäeldicken ab 2 mm*
- › *Verfügbar in drei Standardgrößen*
- › *Unterschiedliche Gehäusefarben für einfache Identifikation*



Single-Use Perforators

For use on skulls as thin as **2.0 mm**



MERIDIAN^{Classic} SINGLE-USE CRANIAL PERFORATOR

PER C6-9-S 6.0 mm / 9.0 mm (inner / outer Ø)

- > for use on skulls as thin as **2.0 mm**
- > sterile, single-use, made in Germany
- > replaces Codman® 26-1223



MERIDIAN^{Classic} SINGLE-USE CRANIAL PERFORATOR

PER C8-11-S 8.0 mm / 11.0 mm (inner / outer Ø)

- > for use on skulls as thin as **2.0 mm**
- > sterile, single-use, made in Germany
- > replaces Codman® 26-1222



MERIDIAN^{Classic} SINGLE-USE CRANIAL PERFORATOR

PER C11-14-S 11.0 mm / 14.0 mm (inner / outer Ø)

- > for use on skulls as thin as **2.0 mm**
- > sterile, single-use, made in Germany
- > replaces Codman® 26-1221

Single-Use Cranioblades

Made in Germany



HiCUT™ Disposable Wire Pass Drill

DWPD

- > replaces Codman® 26-1247 or AcraCut® 800-330
- > single-use, made in Germany
- > sterile, five units per package



HiCUT™ Disposable Cranioblade Spiral Flute

DCBSP

- > replaces AcraCut® 800-140
- > single-use, made in Germany
- > sterile, five units per package



HiCUT™ Disposable Cranioblade Straight Flute

DCBST

- > replaces Codman® 26-1246 or AcraCut® 800-130
- > single-use, made in Germany
- > sterile, five units per package

adeor is a registered trademark of adeor medical AG.

All rights of distribution, also by photocopy, reprint or storing and recovery in any kind of data processing device are reserved and require our written approval.

Copyright 2018 adeor medical AG
01-0918-D/E
Printed in Germany
September 2018

Codman is a trademark of Johnson & Johnson Inc.
AcraCut is a trademark of ACRA-CUT Inc.
adeor is not affiliated with any of the above.

adeor ist eine eingetragene Marke der adeor medical AG.

*Alle Rechte der Verbreitung, Nachdruck (auch auszugsweise) oder
Einspeicherung und Rückgewinnung in Datenverarbeitungsanlagen aller Art sind
vorbehalten und bedürfen unserer schriftlichen Genehmigung.*

*Copyright 2018 adeor medical AG
01-0918-D/E
Gedruckt in Deutschland
September 2018*

*Codman ist eine Marke der Johnson & Johnson Inc.
AcraCut ist eine Marke der ACRA-CUT Inc.
adeor ist mit keiner der genannten Firmen affiliert.*

Order Data

PERFORATORS	Diameter	Intended Use
Meridian alpha PER 7-11-S	Ø 7 / 11 mm Inner / outer diameter replaces AcraCut 200-243	<i>For use on skulls as thin as 3.0 mm</i> <i>Für Schädeldicken ab 3.0 mm</i>
Meridian alpha PER 11-14-S	Ø 11 / 14 mm Inner / outer diameter replaces AcraCut 200-271 or 200-241	<i>For use on skulls as thin as 3.0 mm</i> <i>Für Schädeldicken ab 3.0 mm</i>
Meridian alpha PER 7-11-SP	Ø 7 / 11 mm Inner / outer diameter replaces AcraCut 200-253	<i>For use on skulls as thin as 1.0 mm</i> <i>Für Schädeldicken ab 1.0 mm</i>
Meridian alpha PER 11-14-SP	Ø 11 / 14 mm Inner / outer diameter replaces AcraCut 200-251	<i>For use on skulls as thin as 1.0 mm</i> <i>Für Schädeldicken ab 1.0 mm</i>
Meridian Classic PER C6-9-S	Ø 6 / 9 mm Inner / outer diameter replaces Codman 26-1223	<i>For use on skulls as thin as 2.0 mm</i> <i>Für Schädeldicken ab 2.0 mm</i>
Meridian Classic PER C8-11-S	Ø 8 / 11 mm Inner / outer diameter replaces Codman 26-1222	<i>For use on skulls as thin as 2.0 mm</i> <i>Für Schädeldicken ab 2.0 mm</i>
Meridian Classic PER C11-14-S	Ø 11 / 14 mm Inner / outer diameter replaces Codman 26-1221	<i>For use on skulls as thin as 2.0 mm</i> <i>Für Schädeldicken ab 2.0 mm</i>
CRANIOBLADES		
DWPD	HiCUT™ Disposable Wirepass Drill, five units per package replaces Codman 26-1247 and AcraCut 800-330	
DCBSP	HiCUT™ Disposable Cranioblade Spiral Flute, five units per package replaces AcraCut 800-140	
DCBST	HiCUT™ Disposable Cranioblade Straight Flute, five units per package replaces Codman 26-1246 or AcraCut 800-130	
CRANIOTOMY KITS		
PER-KIT-COD-9	1 x Cranio Blade Straight 1 x Wire Pass Drill 1 x PER C6-9-S Ø 6/9 mm Disposable Perforator	
PER-KIT-COD-11	1 x Cranio Blade Straight 1 x Wire Pass Drill 1 x PER C8-11-S Ø 8/11 mm Disposable Perforator	
PER-KIT-COD-14	1 x Cranio Blade Straight 1 x Wire Pass Drill 1 x PER C11-14-S Ø 11/14 mm Disposable Perforator	

HEADQUARTERS

adeor medical AG
Biberger Str. 93
D-82008 Unterhaching
Germany

Phone +49 (0) 89 74 44 23 98
Fax +49 (0) 89 74 42 48 09
eMail office@adeor.com
web www.adeor.com

adeor reserves the right of
technical changes.

Printed on recycled paper.
Gedruckt auf Recyclingpapier.

