

## Electrochirurgie à usage unique

- **PINCETTES BIPOLAIRES - usage unique**

Prêt à l'emploi

Câble intégré de 3m ou non

Stérilisation EO

- **PINCE BIPOLAIRE LAPAROSCOPIQUE - usage unique**

Prêt à l'emploi

Câble intégré

Stérilisation EO

# Pincettes bipolaires à usage unique

## Pincette bipolaire Jeweller#5 avec câble intégré 3m

Longueur 115mm    Pointe: 0.7mm  
Réf: SB-700-195

Longueur 140mm    Pointe: 0.7mm  
Réf: SB-700-195-07



## Pincette bipolaire droite avec câble intégré 3m

Longueur 150mm    Pointe: 1mm  
Réf: SB-700-200

Longueur 200mm    Pointe: 1mm  
Réf: SB-700-202

Longueur 235mm    Pointe: 1mm  
Réf: SB-700-204



# Pincettes bipolaires à usage unique

## Pincette bipolaire baïonnette avec câble intégré 3m

Longueur 200mm

Pointe: 1mm

Réf: SB-700-205

Longueur 240mm

Pointe: 1mm

Réf: SB-700-209

Longueur 240mm

Pointe: 1.5mm

Réf: SB-700-209-15



1.0 mm



1.5 mm

## Pincette bipolaire coudée avec câble intégré 3m

Longueur 150mm

Pointe: 1mm

Réf: SB-700-215

Longueur 240mm

Pointe: 1mm

Réf: SB-700-217

Longueur 165mm

Pointe: 0.5mm

Réf: SB-700-218D



1.0 mm



0.5 mm

# Pincettes bipolaires à usage unique

## Pincette bipolaire coudée McPherson avec câble intégré

Longueur 100mm

Pointe: 0.5mm

Réf: SB-700-218



# Câbles bipolaires à usage unique

## Câble bipolaire 5 mètres

Connexion instrument: Européen Flat Plug

Connexion générateur: Écartement 29mm Type Valleylab Longueur 5m

Réf: SB-700-195D



## Câble bipolaire 3 mètres

Connexion instrument: USA 2 Pin Plug

Connexion générateur: Écartement 29mm Type Valleylab Longueur

3m Réf: 88-001000



# Pince bipolaire Laparoscopique à usage unique

## Pince bipolaire à usage unique

- Utilisation multi-usages: Dissection, préhension, coagulation
- Manche ergonomique
- Rotation 360°
- Compatible avec tous les générateurs
- Cable intégré
- Excellente sécurité

Droite type Johan 5mm x 330mm

Réf: 109Y.201

Courbée type Maryland 5mm x 330mm

Réf: 109Y.202

